

Bacticyd Spray



Bacticyd Spray

Disinfettante spray multiuso

Titolare della registrazione

NOVAPHARM S.r.l.
P.zza Rossetti 2/4 16129 Genova
Tel. +39 010 2474610

Distributore

Vebi Istituto Biochimico S.r.l.
Via Desman, 43 35010 Borgoricco (PD), Italia
Tel. +39 049 9337111
www.vebi.it

Registrazione

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO
Reg. Min. della Salute n. 19207

Specifiche Prodotto

Codice	Confezione	Cartone	Pallet
03597	Bombola 500 ml	12 pezzi	80 cartoni

Caratteristiche Tecniche

Disinfettante per ambienti, oggetti e superfici, elimina il 99% dei batteri, legionella compresa, muffe e funghi dalle superfici, dagli oggetti contaminati, da muri e pareti e dagli impianti di climatizzazione.

Neutralizza i cattivi odori e gli odori sgradevoli disinfettando e rinfrescando immediatamente l'ambiente con un gradevole e delicato profumo. Consente una disinfezione rapida ed efficace, anche verso i virus con involucro, di ambienti ad alta frequentazione che possono compromettere la qualità dell'igiene e la salute.

Dosi e modalità di impiego

Uso esterno.

Per rinfrescare gli ambienti: Erogare il prodotto al centro del locale, lungo le pareti perimetrali o direttamente sui tendaggi e tessuti, per sopprimere i cattivi odori e gli odori sgradevoli e di fumo.

Per disinfettare gli oggetti e le superfici lavabili: Spruzzare il prodotto a 15-20 cm di distanza fino a ricoprirle di un velo sottile. Lasciare agire per 15 min su superfici pulite.

Per la disinfezione degli impianti di climatizzazione e condizionatori d'aria: Agitare bene la bomboletta prima dell'uso e spruzzare a 15-20 cm di distanza a brevi intervalli nel canale di aspirazione, sui filtri e altre parti raggiungibili dell'impianto, mentre è in funzione (se consentito in sicurezza), attendere per circa 15 min in modo che il prodotto si distribuisca uniformemente sui filtri e sulle "tubazioni". Una volta finito di spruzzare (spegnere l'impianto ed attendere 15 min). Far ripartire l'impianto e aerare l'abitacolo o l'ambiente, prima di soggiornarvi. Nei casi più ostinati ripetere l'applicazione dopo 24/48 ore.