



Caratteristiche Tecniche

DK 10.2 è un insetticida/acaricida concentrato microincapsulato a base acquosa, largo spettro d'azione e lunga persistenza. La formulazione contiene Tetrametrina a forte effetto abbattente e Cipermetrina ad effetto residuale, che viene esaltato dalla microincapsulazione. Le microcapsule infatti proteggono e rilasciano i principi attivi lentamente. DK 10.2 elimina gli insetti presenti al momento del trattamento e previene l'insorgere di successive infestazioni per almeno 2-3 settimane.

Dosi e modalità di impiego

Ambienti interni: Applicare la soluzione insetticida con normali pompe a spruzzo, curando in particolar modo le aree perimetrali dei locali, i battiscopa, angoli e fessure, il retro di mobili, cucine, forni, frigoriferi, luoghi di accumulo di rifiuti, nei servizi igienici e laddove sia prevedibile l'annidamento o il passaggio degli insetti.

All'esterno: Applicare su muri, finestre, davanzali, cornicioni, siepi, luoghi di accumulo di rifiuti. Al fine di prevenire la reinfestazione degli ambienti interni, si consiglia di irrorare il perimetro esterno dei fabbricati per un'altezza di 1 metro circa ed una banda di terreno larga 1 metro.

Superfici non assorbenti: diluire da 5 a 10 ml di prodotto per litro di acqua a seconda del grado di infestazione.

Superfici assorbenti (come muri grezzi): diluire da 10 a 20 ml di prodotto per litro di acqua a seconda del grado di infestazione.

Per mosche e blatte: diluire da 10 a 30 ml di prodotto per litro di acqua.

Avvertenze

Conservare nel contenitore originale etichettato e chiuso. Leggere attentamente l'etichetta prima dell'uso e utilizzare il prodotto attenendosi alle indicazioni in essa riportate. Tenere lontano da cibi, bevande e mangimi. Conservare fuori dalla portata dei bambini e degli animali. Per ulteriori indicazioni a cui attenersi per un corretto utilizzo del prodotto consultare la scheda di sicurezza. Verificare le disposizioni del proprio comune per smaltire eventuali rimanenze di prodotto.

DK 10.2

Insetticida-acaricida concentrato microincapsulato

Titolare dell'autorizzazione e officina di produzione

Vebi Istituto Biochimico S.r.l.
Via Desman, 43 35010 Borgoricco (PD), Italia
Tel. +39 049 9337111
Fax +39 049 5798263
www.vebi.it

Registrazione

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO
Reg. Min. della Salute n. 20399

Composizione

Cipermetrina (CAS N. 52315-07-8)	10 g
Tetrametrina (CAS N. 7696-12-0)	2 g
Piperonilbutossido (CAS N. 51-03-6)	10 g

Specifiche Prodotto

Codice	Confezione	Cartone
03532	Flacone giusta-dose 1 lt	12 pezzi