



Scheda Tecnica

Draker® Green



Caratteristiche Tecniche

DRAKER® GREEN è un insetticida concentrato microincapsulato a largo spettro con lunga persistenza. La formulazione, utilizzabile con sola acqua come solvente, combina Tetrametrina per un rapido effetto abbattente e Cipermetrina per un'azione residuale prolungata grazie alla tecnologia microincapsulata. Contiene Piperonilbutossido per potenziare l'efficacia e ridurre le resistenze. Garantisce l'eliminazione degli insetti e protegge da nuove infestazioni per almeno 3 settimane.

Dosi e modalità di impiego

Applicare la soluzione insetticida nelle aree perimetrali dei locali, battiscopa, angoli, fessure, retro di mobili e cucine, luoghi di accumulo rifiuti e servizi igienici, concentrandosi su zone di possibile annidamento o passaggio degli insetti. Per prevenire la reinfestazione, trattare anche il perimetro esterno degli edifici, irrorando fino a 1 metro di altezza e una fascia di terreno larga 1 metro. Diluire la soluzione seguendo i dosaggi indicati.

Zanzara e Zanzara Tigre: diluire 11-16 ml per litro d'acqua, a seconda dell'infestazione, utilizzare 25 ml di soluzione per m².

Mosca: diluire 33 ml di prodotto in un litro d'acqua per trattare 40 m².

Blatta: diluire 33 ml di prodotto in caso di superfici non assorbenti, 66 ml nel caso di superfici assorbenti, in un litro d'acqua, utilizzare la soluzione ottenuta per trattare 40 m².

Formica: diluire 11 ml di prodotto in un litro d'acqua per trattare 40 m².

Avvertenze

Conservare nel contenitore originale etichettato e chiuso. Leggere attentamente l'etichetta prima dell'uso e utilizzare il prodotto attenendosi alle indicazioni in essa riportate. Tenere lontano da cibi, bevande e mangimi. Conservare fuori dalla portata dei bambini e degli animali. Per ulteriori indicazioni a cui attenersi per un corretto utilizzo del prodotto consultare la scheda di sicurezza. Verificare le disposizioni del proprio comune per smaltire eventuali rimanenze di prodotto.

Draker® Green

Insetticida concentrato microincapsulato

Titolare della registrazione

Vebi Istituto Biochimico S.r.l.
Via Desman, 43 35010 Borgoricco (PD), Italia
Tel. +39 049 9337111
www.vebi.it

Officina di produzione

Abiotech Institute S.r.l.
Via Desman, 43 35010 Borgoricco (PD), Italia

Registrazione

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO
Reg. Min. della Salute n. 20418

Composizione

100 grammi di prodotto contengono:

Cipermetrina (CAS N. 52315-07-8)	4,5 g
Tetrametrina (CAS N. 7696-12-0)	0,9 g
Piperonilbutossido (CAS N. 51-03-6)	4,5 g
Coformulanti	q.b. a 100 g

Specifiche Prodotto

Codice	Confezione	Cartone	Pallet
03524	Flacone giustadose 1 lt	12 pezzi	28 cartoni

Vebi Istituto Biochimico S.r.l.
Via Desman, 43 35010 Borgoricco (PD)
Tel: +39 049 9337111
www.vebi.it